

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro L'apolipoproteina Ci Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02654

Numero articolo: CM0008449



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'apolipoproteina CI umana (APOC1), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con proteine di topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico e sulle malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro l'apolipoproteina CI
Note/alias	Apo-CI; ApoC-I; apo-CIB; apoC-IB; Apolipoproteina CI
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	341
ID del gene	341
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetizzato derivato da APOC1 umano (P02654)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P02654
Peso della proteina	9 kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio