

Anticorpo Policlonale Aprr3 Da Coniglio Per Arabidopsis Thaliana (Wb, Elisa) - Aprr3 Pab Da Coniglio

Numero articolo: CM0019236

introduzione

Anticorpo policlonale APRR3 da coniglio prodotto contro la proteina APRR3 ricombinante di Arabidopsis thaliana. Convalidato per applicazioni di Western blotting e ELISA nella ricerca scientifica sulle piante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APRR3 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	APRR3; MGO3.8; MGO3_8; pseudo-response regulator 3
Specie	Arabidopsis thaliana
ID gene	836132
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 245-371 di APRR3 di Arabidopsis thaliana (NP_568919.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Arabidopsis thaliana
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio