

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Aprr7 - Aprr7

Numero articolo: CM0019936

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio APRR7 di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Rileva specificamente APRR7 di Arabidopsis thaliana (pseudo-response regulator 7). Ideale per la ricerca sulla segnalazione nelle piante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APRR7 Rabbit pAb
Note/Alias	APRR7; F9G14.120; F9G14_120; pseudo-response regulator 7
Specie	Arabidopsis thaliana
ID Gene	831793
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 236-339 di Arabidopsis thaliana APRR7 (NP_568107.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Arabidopsis thaliana
Spedizione	Sacca di ghiaccio