

Ar-V7 Coniglio Pab Per Wb, If/Icc, Elisa - P10275-3

Numero articolo: CM0023357

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'AR-V7 umano (variante di splicing del recettore degli androgeni) per WB, IF/ICC, ELISA. Mira all'isoforma costitutivamente attiva priva del dominio di legame del ligando, 67 kDa. Validato in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AR-V7 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSP1; NR3C4; SMAX1; HUMARA; AR-V7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	367
GeneID	367
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 544-644 dell'AR-V7 umano (NP_001334990.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P10275-3
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio