

Anticorpo Monoclonale Coniglio Arginasi-1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61176

Numero articolo: CM0007929

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio diretto contro l'Arginasi-1 (Arg-1) del topo, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studiare il ciclo dell'urea, la regolazione immunitaria e l'immunità tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio Arginasi-1
Note/Alias	AI; PGIF; Arg-1; Arginasi-1
Specie	Topo
GenelD (Umano)	383
GenelD	11846
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-100 dell'Arginasi-1 del topo (NP_031508.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q61176
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio