


Arginase 2 (Arg2) Rabbit Pab Per Wb, Elisa - P78540

Numero articolo: CM0029867



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Arginase 2 (ARG2) per WB ed ELISA; rileva umano, topo, ratto. L'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 270-354. Utile per il metabolismo dell'arginina, la regolazione immunitaria e la ricerca mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Arginase 2 (ARG2) Rabbit pAb
Note/Alias	ARG2; Arginase 2 (ARG2)
Specie	Umano
GeneID (umano)	384
GeneID	384
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 270-354 della Arginase 2 (ARG2) umana (NP_001163.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P78540
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio