

Anticorpo Policlonale Coniglio Arhgap30 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z6I6

Numero articolo: CM0022792

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ARHGAP30 validato per WB, IF/ICC, ELISA su umano e topo. Mira alla proteina 30 di attivazione GTPasi Rho, una GAP per RAC1 e RHOA. Immunogeno ricombinante, origine coniglio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARHGAP30 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ARHGAP30
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	257106
ID Gene	257106
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 485-585 di ARHGAP30 umano (NP_859071.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q7Z6I6
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio