

Anticorpo Policlonale Coniglio Arhgdib Per Wb, Ihc-P, Elisa - P52566

Numero articolo: CM0026016



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ARHGDIB umano (RhoGDI2/Ly-GDI). Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva il bersaglio in campioni umani e murini. Ideale per lo studio della segnalazione Rho GTPase e della dinamica del citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARHGDIB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	D4; GDIA2; GDID4; LYGDI; Ly-GDI; RAP1GN1; RhoGDI2; ARHGDIB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	397
GeneID	397
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-201 di ARHGDIB umano (NP_001166.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P52566
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio