

Anticorpo Policlonale Coniglio Arms2 Per Wb E Elisa - P0C7Q2

Numero articolo: CM0018136

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ARMS2 di alta qualità convalidato per WB e ELISA, adatto per indagare la degenerazione maculare legata all'età e l'espressione della proteina ARMS2 nella retina umana e nella placenta. Cross-reagisce con il mouse.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARMS2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ARMD8; ARMS2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	387715
Gene ID	387715
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-107 di ARMS2 umano (NP_001093137.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P0C7Q2
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio