


Aromatasi (Cyp19A1) Pab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11511

Numero articolo: CM0015257



introduzione

Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, questo anticorpo policlonale di coniglio bersaglia l'aromatasi umana (CYP19A1), un enzima chiave nella biosintesi degli estrogeni. Presenta reattività crociata con esseri umani e ratti. Ideale per la ricerca sul cancro ormono-dipendente e la biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Aromatasi (CYP19A1) pAb di coniglio
Note/Alias	ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Aromatasi (CYP19A1)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1588
GeneID	1588
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 dell'aromatasi umana (CYP19A1) (NP_000094.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P11511
Peso proteico	58 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio