

Arr3 Anticorpo Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - P36575

Numero articolo: CM0015598

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARR3 umano (arrestina dei coni). Validato per Western blot e ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Utilizzato nella ricerca sulla trasduzione del segnale retinico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ARR3 Rabbit pAb
Note/Alias	ARRX; cArr; MYP26; ARR3
Specie	Umano
GeneID	407
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-260 dell'ARR3 umano (NP_004303.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P36575
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio