

Anticorpo Policlonale Coniglio Asb17 Per Wb E Elisa - Q8Wxj9

Numero articolo: CM0024179

introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-ASB17
validato per applicazioni WB ed ELISA, con
reattività crociata verso Umano, Mouse e Ratto.
Adatto per la ricerca sulla via ubiquitina-
proteasoma nel testicolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ASB17 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	Asb-17; ASB17
Specie	Umano
GeneID (Umano)	127247
GeneID	127247
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 30-130 dell'ASB17 umano (NP_543144.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8WXJ9
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio