

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ascl1 Per Wb E Elisa - P50553

Numero articolo: CM0017556

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ASCL1 umano (Achaete-scute omologo 1), un fattore di trascrizione fondamentale per la differenziazione neuronale. Validato per Western blot (WB) e ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ascl1 pAb di coniglio
Note/Altri nomi	ASH1; HASH1; MASH1; bHLHa46; Ascl1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	429
GeneID	429
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-236 dell'Ascl1 umano (NP_004307.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P50553
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio