


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Asc/Tms1 Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Epb4

Numero articolo: CM0006294



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro ASC/TMS1 di topo (Pycard), validato per WB, IF, IHC ed ELISA. Rileva ASC umano, di topo e di ratto; ideale per la ricerca sull'inflammasoma e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ASC/TMS1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	Asc; TNS1; masc; CARD5; TMS-1; 9130417A21Rik; ASC/TMS1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	29108
GeneID	66824
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-93 di ASC/TMS1 di topo (NP_075747.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9EPB4
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio