


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Asc/Tms1 Per Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q9ULz3

Numero articolo: CM0015998



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ASC/TMS1 (PYCARD). Confermato per Western blot, immunofluorescenza, IHC-P ed ELISA. Rileva ASC/TMS1 umano, murino e di ratto. Per la ricerca sull'apoptosi, sull'inflammasoma e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ASC/TMS1 pAb di coniglio
Note/Alias	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	29108
ID del gene	29108
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 50-195 di ASC/TMS1 umano (NP_037390.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9ULZ3
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante