

Anticorpo Policlonale Asmt Per Coniglio Per Wb, Elisa - P46597

Numero articolo: CM0018238



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ASMT umana (acetilserotonina O-metiltransferasi), per applicazioni WB e ELISA. Ideale per lo studio delle vie di biosintesi della melatonina. Reagisce in modo incrociato con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ASMT Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ASMTY, HIOMT, HIOMTY, ASMT
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	438
GeneID	438
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 76-298 dell'ASMT umana (NP_001164510.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P46597
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio