

Aspm Rabbit Pab - Id Gene: 259266

Numero articolo: CM0022595

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato ad ASPM (proteina associata alla microcefalia a fuso anomalo). Validato per WB, IF/ICC, ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sullo neurosviluppo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	ASPM Rabbit pAb
Note/Alias	ASP; MCPH5; Calmbp1; ASPM
ID Gene	259266
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 450-550 dell'ASPM umano (NP_060606.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
Spedizione	Borsa del ghiaccio