


Ass1 Coniglio Pab - P00966

Numero articolo: CM0022279



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ASS1 umano (argininosuccinato sintasi), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto; adatto per la ricerca sul ciclo dell'urea e sulla biosintesi dell'arginina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ASS1 Coniglio pAb
Note/Alias	ASS; CTLN1; ASS1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	445
ID Gene	445
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-412 di ASS1 umano (NP_446464.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00966
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio