


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Asymmetric Dimethyl-Histone H3 (R17) - Q16695/P68431 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000384



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per l'istone H3 dimetilato in modo asimmetrico all'arginina 17 (R17). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi di ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R17
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R17
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico dimetilato in modo asimmetrico intorno a R17 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio