


Anticorpo Policlonale Coniglio Asymmetric Dimethyl-Histone H3-R2 (Q16695/P68431) Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000271



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting la dimetilazione asimmetrica all'arginina 2 dell'istone H3 (Q16695/P68431). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reattivo con umano, topo, ratto e altre specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R2 Rabbit pAb
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R2
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico dimetilato asimmetricamente attorno a R2 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto, Altro (Ampio spettro previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio