

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Asymmetric Dimethyl-Histone H3-R2 (Q16695/P68431) Per Wb E Elisa

Numero articolo: CM0000243



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio riconosce specificamente la dimetilazione asimmetrica dell'istone H3 sull'arginina 2 (H3R2me2a). Adatto per western blot ed ELISA, presenta reattività crociata con esseri umani, topi, ratti e altre specie, e supporta la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R2 Rabbit pAb
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R2
Specie	Umana
GeneID (umana)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico asimmetricamente dimetilato intorno alla posizione R2 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto, Altre (prevista su ampia gamma)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio