

Mab Coniglio Contro Istone H3-R8 Asimmetrico Dimetilato (Q16695/P68431) Per La Ricerca Epigenetica

Numero articolo: CM0000249



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per la dimetilazione asimmetrica all'arginina 8 dell'Istone H3 (SWISS Q16695/P68431). Convalidato per WB, DB, IHC-P e ELISA. Adatto per studi di biologia epigenetica e della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio contro Istone H3-R8 asimmetrico dimetilato
Note/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Istone H3; HIST1H3A; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R8
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico dimetilato asimmetrico corrispondente alla regione R8 dell'Istone H3 umano (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazioni	WB, DB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altre specie (prevista su ampio spettro)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio