

Anticorpo Policlonale Coniglio Asymmetric Dimethyl-Histone H3-R8 (Q16695 / P68431) - Validato Per Wb, Ihc-P, Chip, Elisa

Numero articolo: CM0000374



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R8 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP. Riconosce umano, topo, ratto e altre specie (ampio intervallo previsto). Ideale per studi epigenetici sulla metilazione dell'arginina e sulla regolazione della cromatina. UniProt: Q16695 / P68431.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico asimmetricamente dimetilato attorno a R8 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, topo, ratto, altro (Ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio