


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Asymmetric Dimethyl-Histone H4-R3 (P62805) Per Wb, Ihc-P, Elisa

Numero articolo: CM0000276



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la dimetilazione asimmetrica in Arg3 dell'istone H4 (Swiss-Prot P62805). Validato per Western blot, immunohistochimica (paraffina) ed ELISA.

Prevista reattività con umano, topo, ratto e altre specie, rendendolo uno strumento prezioso per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3                                                                                                    |
| Note/Alias            | H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3 |
| Specie                | Umano                                                                                                                                                                       |
| GeneID (Umano)        | H4                                                                                                                                                                          |
| GeneID                | 8359                                                                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Peptide sintetico; un peptide sintetico dimetilato asimmetricamente intorno a R3 di HIST2H4A umano (NP_003529.1)                                                            |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi Metilati                                                                                                                                                          |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                            |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia Gamma Prevista)                                                                                                                            |
| SWISS                 | P62805                                                                                                                                                                      |
| Peso Proteico         | 11kDa                                                                                                                                                                       |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                                                                           |