

Asymmetric Dimethyl-Histone H4-R3 Rabbit Pab | P62805 | Validato Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa

Numero articolo: CM0000262



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per la dimetilazione asimmetrica dell'istone H4 all'arginina 3 (P62805). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Mostra ampia cross-reattività con umano, topo, ratto e altre specie. Ideale per studi epigenetici e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3 Rabbit pAb
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3
Specie	Umano
GeneID (umano)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Un peptide sintetico asimmetricamente dimetilato attorno a R3 dell'istone H4 umano (NP_003539.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Intervallo Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio