


Atad2 Mab Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q6PL18

Numero articolo: CM0003444



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ATAD2 per Western Blot e ELISA, specifico per ATAD2 umano (Q6PL18). Ideale per la ricerca sul cancro al seno, la segnalazione del recettore estrogenico e la coattivazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATAD2 mAb di coniglio
Note/Alias	ANCCA; CT137; PRO2000; ATAD2
Specie	Umana
ID genico (Umano)	29028
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di ATAD2 umano (Q6PL18)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q6PL18
Peso proteico	159 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio