

Anticorpo Monoclonale Coniglio Ate1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095260

Numero articolo: CM0007212



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro ATE1 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce ATE1 umano, di topo e di ratto. Ideale per lo studio dell'arginilazione N-terminale e della degradazione ubiquitina-dipendente.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio ATE1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11101
GeneID	11101
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di ATE1 umano (NP_001001976.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095260
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio