

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Atf1 Per Wb, Ip, Elisa - P18846

Numero articolo: CM0030597

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ATF1 validato per WB, IP, ELISA nell'uomo e nel topo. Mira al fattore di trascrizione ATF-1 dipendente da AMP ciclico, una proteina legante CRE chiave coinvolta nella proliferazione e trasformazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATF1 Rabbit pAb
Note/Alias	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1; ATF1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	466
ID Gene	466
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di ATF1 umano (NP_005162.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo
SWISS	P18846
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio