

Mab Di Coniglio Anti-Atf6 - P18850

Numero articolo: CM0007794

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ATF6 per WB, IP, IHC-P ed ELISA. Targetizza l'ATF6 umano, un precursore chiave del fattore di trascrizione della UPR integrato nella membrana del RE. Materia prima affidabile per lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio ATF6
Note/alias	ACHM7; ATF6A
Specie	Umano
GeneID	22926
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-194 dell'ATF6 umano (NP_031374.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P18850
Peso della proteina	75 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante