

Anticorpo Policlonale Coniglio Atf6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18850

Numero articolo: CM0016689

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a ATF6 (ACHM7/ATF6A). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; cross-reattività con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo stress del RE e sulla UPR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	ATF6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ACHM7; ATF6A; ATF6
Specie	Umano
GenelD (umano)	22926
GenelD	22926
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Umano, topo, ratto
SWISS	P18850
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio