

Anticorpo Policlonale Coniglio Atmin Per Wb, If/Icc, Elisa - O43313

Numero articolo: CM0027087

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ATMIN (ASCIZ/ZNF822) umano. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con essere umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul danno del DNA e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATMIN Rabbit pAb
Note / Alias	ASCIZ; ZNF822; ATMIN
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	23300
ID gene	23300
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-360 di ATMIN umano (NP_056066.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43313
Peso proteico	88 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio