

Atp1A2 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - P50993

Numero articolo: CM0014348

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro ATP1A2 umano (P50993).

Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla pompa del sodio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP1A2 anticorpo policlonale di coniglio
Note/alias	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
Specie	Umano
GeneID (umano)	477
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di ATP1A2 umano (NP_000693.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P50993
Peso della proteina	112 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante