


Anticorpo Policlonale Coniglio Atr Per Wb, Elisa - Q13535

Numero articolo: CM0024774



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'ATR umano (serina/treonina-proteina chinasi ATR) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Convalidato per il rilevamento di ATR nella ricerca sul danno al DNA e sulla segnalazione dei checkpoint.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATR Rabbit pAb
Note/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Specie	Umano
GeneID (umano)	545
GeneID	545
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13535
Peso Proteico	301kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio