

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Aven Per Wb, Elisa - Q9Nqs1

Numero articolo: CM0017679

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio AVEN (PDCD12) per WB ed ELISA. Rileva AVEN umano e di ratto, un regolatore della morte cellulare che protegge dall'apoptosi mediata da Apaf-1. Ideale per studi sull'apoptosi in testicolo, ovaio, timo e altri tessuti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AVEN Rabbit pAb
Note/Alias	PDCD12; AVEN
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	57099
ID Gene	57099
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 203-362 di AVEN umano (NP_065104.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9NQS1
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio