

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bag3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95817

Numero articolo: CM0011209

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro BAG3 (Bcl-2-associated athanogene 3), validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce BAG3 umano e murino; bersaglia un co-chaperone coinvolto nell'autofagia, nell'apoptosi e nella risposta allo stress. Ideale per studi sul cancro e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-BAG3
Note/Alias	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
Specie	Uomo
GeneID	9531
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di BAG3 umano (O95817).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	O95817
Peso molecolare	62 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante