

Anticorpo Policlonale Coniglio Bank1 Per Wb, Elisa - Q8Ndb2

Numero articolo: CM0015883

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio BANK1 validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina impalcatura delle cellule B coinvolta nella segnalazione del BCR e nella mobilizzazione del calcio. Adatto per la ricerca in immunologia e autoimmunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BANK1 Coniglio pAb
Note/Alias	BANK; BANK1
Specie	Umano
ID Gene	55024
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 516-785 di BANK1 umano (NP_060405.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NDB2
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio