

Anticorpo Policlonale Coniglio Batf3 Per Wb Ed Elisa - Q9Nr55

Numero articolo: CM0013622

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro BATF3 umano, validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Ideale per studi sulla differenziazione delle cellule dendritiche e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BATF3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	JDP1; SNFT; JUNDM1; BATF3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55509
GeneID	55509
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-127 di BATF3 umano (NP_061134.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q9NR55
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio