


Anticorpo Policlonale Coniglio Baz1A Per Wb, Elisa - Q9Nrl2

Numero articolo: CM0028502



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio BAZ1A convalidato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira al fattore di rimodellamento della cromatina ACF1 coinvolto nella replicazione del DNA e nella trascrizione. Ideale per uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	BAZ1A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ACF1; WALp1; hACF1; WCRF180; BAZ1A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1347-1556 di BAZ1A umana (NP_038476.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRL2
Peso proteico	179kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio