


Anticorpo Policlonale Coniglio Bcl10 Per Wb, Elisa - 095999

Numero articolo: CM0015202



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting al Bcl10 umano (NP_003912.1, aa 1-118). Validato per WB e ELISA con reattività crociata a umano, topo e ratto. Ideale per la segnalazione immunitaria e la ricerca sui linfomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Bcl10 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; Bcl10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8915
GeneID	8915
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-118 del Bcl10 umano (NP_003912.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095999
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio