

Anticorpo Policlonale Coniglio Bcl6 Per Wb, If/Icc, Elisa - P41182

Numero articolo: CM0029897



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio BCL6 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con la proteina BCL6 umana, murina e rat (79kDa). BCL6 è un key repressore trascrizionale nelle cellule B del centro germinativo e nei linfomi. Adatto per la ricerca immunologica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BCL6 Rabbit pAb
Note/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
Specie	Umano
GeneID	604
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-280 del BCL6 umano (NP_001124317.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Rat
SWISS	P41182
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio