

Bcs1L Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y276

Numero articolo: CM0025144

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio BCS1L convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reazione crociata verso essere umano, topo, ratto. Bersaglia la chaperonina mitocondriale BCS1L (48 kDa) coinvolta nell'assemblaggio del complesso III; ideale per la ricerca mitocondriale e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BCS1L Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BCS; BJS; PTD; BCS1; FLNMS; h-BCS; MC3DN1; h-BCS1; GRACILE; Hs.6719; BCS1L
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	617
GeneID	617
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-240 della BCS1L umana (NP_004319.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y276
Peso proteico	48 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio