

Anticorpo Monoclonale Coniglio Bgat Per Wb E Elisa - P16442

Numero articolo: CM0009225



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio BGAT validato per WB e ELISA, reagisce con l'umano, mirando al transferasi del sistema dei gruppi sanguigni isto-ABO (P16442). Ideale per la ricerca sugli antigeni dei gruppi sanguigni e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BGAT mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	28
GeneID	28
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del BGAT umano (P16442).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P16442
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio