

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Bgn Per Wb, Elisa - P21810

Numero articolo: CM0028907

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Biglicana umana (BGN). Validato per WB e ELISA. Immunogeno ricombinante (aa 20-230). Ideale per studi sulla matrice extracellulare e ricerche sull'assemblaggio delle fibre di collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BGN pAb di coniglio
Note/Alias	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN
Specie	Umana
GeneID (umano)	633
GeneID	633
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-230 della BGN umana (NP_001702.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P21810
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio