


Anticorpo Monoclonale Coniglio Bhmt Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q93088

Numero articolo: CM0007640



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio BHMT per WB, IHC-P, ELISA. Rileva BHMT umana e di ratto, 45kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo dell'omocisteina e su fegato e rene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BHMT Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	BHMT1; HEL-S-61p; BHMT
Specie	Umana
Gene ID	635
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 306-406 della BHMT umana. (NP_001704.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q93088
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio