


Bid Rabbit Pab - P55957

Numero articolo: CM0016224



introduzione

Bid Rabbit pAb (SWISS P55957) è un anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la proteina Bid umana. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA, e mostra reattività crociata con il topo e il ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Bid Rabbit pAb
Note/Altri nomi	FP497; Bid
Specie	Uomo
ID genico	637
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-195 della proteina Bid umana (NP_001187.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P55957
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante