

Anticorpo Monoclonale Biotinilato Anti-Cd4 Per Fc - P01730

Numero articolo: CM0011911



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio biotinilato contro CD4 umano e dei cinocefali, validato per citometria a flusso. Ideale per l'identificazione dei linfociti T helper, studi sui recettori dell'HIV e profilazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Biotinilato anti-CD4 Umana/Scimmia di coniglio
Annotazioni/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Umana
ID gene	920 (Umana)
Immunogeno	Proteina ricombinante della CD4 umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana, Cinocefalo
SWISS	P01730
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio