


Anticorpo Monoclonale Biotin Anti-Cd4 Per Citometria A Flusso - P01730

Numero articolo: CM0012617



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con biotina, specifico per il CD4 umano e del macaco cinomolgo, validato per la citometria a flusso. Ideale per l'identificazione dei linfociti T helper, studi sulla risposta immunitaria e ricerca sull'HIV. Materia prima per IVD di grado per la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Biotin Rabbit anti-Human/Monkey CD4
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Umano
GeneID (Umano)	920
GeneID	920
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD4 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso Proteico	51 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio