

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd45 Biotinilato Per Citometria A Flusso - P08575

Numero articolo: CM0005879



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con biotina di coniglio che si targeting su CD45 umano e di cinomolgo (P08575). Validato per la citometria a flusso, adatto per studi di attivazione dei linfociti T e rilevamento dell'antigene leucocitario comune nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Biotin Coniglio anti-Umano/Scimmia CD45 mAb
Osservazioni/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-577 del CD45 umano (P08575).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P08575
Peso Proteico	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio