


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd8A Biotinilato Per Citometria A Flusso - P01732

Numero articolo: CM0011695



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio biotinilato mirato a CD8a umano e di scimmia cinomolgo, convalidato per la citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule T, la ricerca sui checkpoint immunitari e gli saggi di citotossicità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Biotin Coniglio anti-Umano/Scimmia CD8a mAb
Note/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	925
GeneID	925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-182 del CD8A umano (NP_001759.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P01732
Peso Proteico	26 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio