

Anticorpo Monoclonale Anti-Hla-Dr Biotinilato Per Citofluorimetria - P01903

Numero articolo: CM0012105



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio biotinilato diretto contro la catena alfa HLA-DR umana e di macaco cinomolgo (P01903), validato per la citofluorimetria. Ideale per l'analisi dell'espressione dell'MHC di classe II sulle cellule presentanti l'antigene e per il monitoraggio immunitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HLA-DR umano/di scimmia, biotinilato
Note/Alias	HLA-DRA1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3122
GeneID	3122
Immunogeno	Proteina ricombinante dell'HLA-DR umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, macaco cinomolgo
SWISS	P01903
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante